

Aukahlutir í Pari Boy[®]N innúðavélarnar



Innúðasett TurboBOY/Mobile S/BOY SX 64004828

- PARI TurboBOY Year Pack S inniheldur: (1) PARI LC SPRINT Innúðasett (Lyfjahylki); (2) blá túða; (3) munnstykki; (4) slanga með millistykki; (5) Þlter
- Fyrir fullorðna og börn eldri en 4 ára
- Skipta um á milli einstaklinga
- Passar fyrir TurboBoy – BOY Mobile - BOY SX



Innúðasett JuniorBOY 64231111

- Junior Boy Year Pack S inniheldur: (1) PARI LC SPRINT Junior innúðasett (Lyfjahylki); (2) gul túða (3) munnstykki; (4) slanga með millistykki; (5) Þlter
- Fyrir börn
- Passar á PARI JuniorBoy SX
- Skipta um 1x á ári.



Innúðasett m/maska JuniorBOY 45102311

- PARI LC SPRINT Junior Package Inniheldur: (1) PARI LC SPRINT Junior Innúðasett (Lyfjahylki); (2) BABY Bend; (3) Gul túða; (4) Maski stærð tvö (1-3ára); (5) Munnstykki; (6) slanga með millistykki.
- Fyrir börn
- Passar á PARI JuniorBoy SX
- Skipta um 1x á ári.



Maski Barna m/teygju 640410741

- Passar við allar PARI Boy innúðavélarnar
- Skipta um 1x á ári.



Maski Fullorðins m/haldara 640410747

- Passar við allar PARI Boy innúðavélarnar
- Maski sem er hluti af Hospital pack línunni og er áætluður fyrir mikið veika sjúklinga
- Pakkinn inniheldur 5 maska og 5 standa (stabilisier).
- Standurinn má fara í autoclava
- Skipta um á milli einstaklinga



Maski Fullorðins m/teygju 64000696

- Passar við allar PARI Boy innúðavélarnar
- Skipta um 1x á ári.



Munnstykki 64001917

- Passar við allar PARI Boy innúðavélarnar
- Munnstykki framan á loftúðahylki
- Fyrir börn og fullorðna (with expiratory valve)
- Skipta um 1x á ári.



Slanga með millistykki 64001015

- Löng slanga með millistykki sem tengist í vélina og í munnstykkið.
- Passar á allar PARI Boy innúðavélarnar



PARI Smartmask kids 64007850

- Passar á allar PARI Boy innúðavélarnar.
- ATH. Það þarf að nota baby bend með maskanum
- Maski fyrir börn sem ekki geta notað munnstykki
- Þéttur silikonhringur sem tryggir að lyfð smjúgi ofan í öndunarveg barna
- Skipta um 1x á ári



Baby Bend 64410701

- Hornstykki fyrir barnamaska.
- Millistykkið sem festir maskann við úðarann
- Skipta um 1x á ári.



Filter 5 stk/pk 64000675

- Filter fyrir allar Boy innúðavélarnar nema Boy mobile S
- Settur í skrufstykki framan á innúðavélinni.
- Skipta um 1x á ári.



Rafhlaða fyrir Boy Mobile 64004827

- Endurhlaðanlegt battery fyrir PARI Boy mobile S innúðavél



Spennubreytir/ hleðslunúra fyrir Boy Mobile S 800472101



Bílahleðslunúra fyrir Pari Mobile S Innúðatæki 640786500

- Rafmagnssnúra fyrir Pari BOY SX
6404108236
- Passar öllum PARI Boy innúðavélunum, NEMA PARI boy mobile S



icepharma

Lýngháls 13 - 110 Reykjavík - Sími 540 8000 - icepharma.is

