

Aukahlutir í PARI eFlow Rapid Innúðavél



PARI eFlow Rapid Aerosol Head 641782603

- Lyfið er sett í þessa lyfjasíu
- Skipta um á 3-6 mán fresti.
- Sl niðurgreiðir 9 stk á ári



PARI eFlow Rapid Inspiratory Valve 640783402

- Millistykki fyrir Nebulizer
- Skipta um 1x á ári
- Sl niðurgreiðir 1 stk á ári



PARI eFlow Rapid Munnstykki 64073600

- Skipta um 1x á ári
- Sl niðurgreiðist 1 stk á ári
- Einnig hægt að fá PARI Smartmask kids -64007850)



PARI eFlow Rapid Nebuliser Handset 641788012

- Aerosol head fylgir nýju handsetti
- Skipta um á 4 mánaðafresti.
- Sl niðurgreiðir niður 3 stk á ári



PARI eFlow lok á Nebulizer 640783800

- Lok sem er sett yfir lyfjasíuna PARI eFlow Rapid Aerosol Head



PARI FILTER VALF SET 64001919

- Hentar öllum nebulisers vélunum frá Pari, þ.á.m. eFlow rapid.
- Inniheldur: (1) e-flow rapid munnstykki; (2) Y-Piece; (3) útöndunar filter með útöndunar filter
- Tryggir að loftúðinn smitist ekki út í andrúmsloftið og þ.a.l. fær einstaklingurinn allan þann skammt af lyfinu sem hann á að fá



PARI eFlow Rapid Nebuliser Tenging 641786003

- Tengir handsettið við vélna



PARI eFlow Rapid Spennubreytir/hleðslusúra 640787100

- 100-240 V~, 50/60 Hz. 110 V í Ameríku og 220 í Evrópu